



Invacare H340 Izzo

Invacare **H340 Izzo** kan brukes både som toaletttramme/toalettforhøyer og som toalettstol med toalettbøtte med lokk. **H340 Izzo** har nedfellbare armlener og høyderegulerbart sete for enklere forflytning.


Egenskaper

- Enkel regulering av setehøyde i 5 trinn, fra 45 cm til 55 cm
- Leveres komplett med toalettsete med lokk og toalettbøtte med lokk
- Monteres uten bruk av verktøy
- Maks brukervekt: 113 kg

Tekniske data

	Artikkelnummer
Produkt	H340 Izzo
Toalettstol	H340
Mål	
Setebredde	360 mm (A)
Setedybde	430 mm (B)
Setehøyde	450-550 mm (C)
Total bredde	470 mm (D)
Total dybde	530 mm (E)
Total høyde	820-920 mm (F)
Annen informasjon	
Maks brukervekt	113 kg
Vekt	8,8 kg
Farge	Hvit/lysegrå

H340 Izzo





Invacare **H140 - H144**

- Støttestøttak i slagfast, slitesterk plast
- Tilgjengelig i fire ulike lengder
- Ergonomisk utforming for komfortabelt grep



Invacare **H335**



Invacare **H345**

- Plassbesparende: Veggmontert støttestøttak som kan felles opp når det ikke brukes
- **H335** er låst i øverste posisjon
- Leveres også med høydejusterbart støtteben for ekstra stabilitet (**H345**)
- Støttebeinet på H345 felles automatisk opp når støttestøttaket felles opp

Tekniske data

Produkt	Artikkelnummer						
	Invacare H140	Invacare H141	Invacare H142	Invacare H143	Invacare H144	Invacare H335	Invacare H345
Støttestøttak (1 stk.)					H144		
Støttestøttak (3 stk.)	1525875	1525876	1525877	H143			
Oppfellbart støttestøttak						H335	
Oppfellbart støttestøttak med støtteben							H345
Mål							
Lengde (A)	250 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	-	-
Bredde (B)	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	40 mm (A)	40 mm (A)
Dybde	-	-	-	-	-	620 mm (B)	620 mm (B)
Høyde (C)	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	135 mm	135 mm
Total bredde (D)	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	135 mm	135 mm
Total lengde	-	-	-	-	-	-	-
Total dybde	-	-	-	-	-	700 mm (E)	700 mm (E)
Total høyde	-	-	-	-	-	220 mm (F)	220 mm (F)
Lengde innside (E)	125 mm	275 mm	375 mm	475 mm	675 mm	-	-
Høyde støtteben (G)	-	-	-	-	-	-	635 - 645 mm
Dybde, oppfelt	-	-	-	-	-	170 mm	170 mm
Høyde, oppfelt	-	-	-	-	-	820 mm	840 - 850 mm
Høyde fra badekar-kant	-	-	-	-	-	-	-
Justeringsområde, innsidemål (E)	-	-	-	-	-	-	-
Ø sugekopp	-	-	-	-	-	-	-
Annen info							
Vekt	0.3 kg	0.5 kg	0.6 kg	0.7 kg	0.9 kg	3.0 kg	3,5 kg
Brukervekt	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Farge	hvit	hvit	hvit	hvit	hvit	hvit	hvit

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no


© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Toalettstoler/Støttestøttak - NO
- 02/2016



Invacare **H140 - H144**



Invacare **H335/H345**

