



DO WHAT YOU DO WITH

PASSION

K-SERIES

Küschall K-Series representerer et gjennombrudd i innovativt rullestol design, egnet for aktive mennesker som ønsker estetisk appell i kombinasjon med styrke og ytelse. **Küschall K-Series** kan skilte med en "ingen grenser" tilnærming, med en ramme som tåler påkjenningene av daglig bruk og er egnet for selv de mest ekstreme rullestolbrukerne.

Prisforhandlet:

- Vinner i post 2: Aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte



Lav vekt og gode kjøreegenskaper



RYGG: K-Series kan tilpasses med Matrx MX2, Elite og Elite Deep.



Ekstra lettvektpakke med karbonaksling, ryggtrekk Light og setetrekk Light Seat perforert, titan ryggbøyle og forbøyle og Spinergy drivhjul.



RAMME: Den innsvingte U-rammen reduserer bredden på front chassiset med 40 mm. Dette er ideelt for de som trenger mindre plass, og foretrekker å sitte med bena mer samlet.

KONFIGURASJON:

Stolen har aluminiumramme i sort matt med 75° eller 90° fronvinkel (V). Aluminiumsaksling med 3 grader cambring, nedfell- og låsbar vinkeljusterbar rygg med velcrobånd med faste korte kjørehåndtak. Standard setetrekk, opp- og innsvingbare klesbeskyttere i karbon og standard push bremses. Fotbøylen er fast og i aluminium. 24" High Performance drivhjul i sort med Schwalbe Righttrun luftdekk og aluminiums driving. 4" Starec svinghjul i sort og to stk. brukerbetjent innsvingbar tippesikring.

TEKNISKE DATA

K-SERIES

-  **Frontrammevinkel**
75°/90°
V-ramme eller innsvingt U-ramme
-  **Setehøyde**
Foran: 450 – 520 mm
Bak: 390 – 490 mm
i trinn på 10 mm
-  **Maks helling**
7°
-  **Produktvekt**
Ca. 10,5 kg
-  **Setebredde**
320 – 500 mm
i trinn på 20 mm
-  **Lengde kne til hæl**
290 – 480 mm
i trinn på 10 mm
-  **Svingradius**
920 – 1230 mm
-  **Transportvekt uten drivhjul**
Ca. 7,8 kg
-  **Setedybde**
350, 375-525 mm
i trinn på 20 mm
-  **Tyndgepunkt**
80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm
-  **Total bredde**
SB + 170 mm
-  **Maks brukervekt**
130 kg (Alu)
120 kg (Ca / Ti)
-  **Høyde rygg**
270 – 480 mm
i trinn på 15 mm
-  **Vinkel rygg**
74°/78°/82°/86°/90°
-  **Total lengde**
75°: Fra ca. 830 mm
90°: Fra ca. 760 mm
-  **Krasj testet**
Tilfredsstillers
ISO 7176/-19