

## Komponenter



### REM550

- Standard styreboks
- LCD fargeskjerm
- Speilfunksjon av kjøreprogram

Invacare art. nr SP1523444  
HMS art.nr 167713



### REM G90A

- Kompakt styreboks
- Enkelt skifte mellom kjøre- og elfunksjoner
- Intelligent aktuator kontroll
- Uttak til eksterne brytere

Invacare art.nr DX-REMG90A  
HMS art.nr 143472



### Bryterpanel

- Bryterpanel for 5 funksjoner
- Komplet med feste for DX-REM550
- Ergonomisk utformede brytere
- Plasseringsvennlig med muligheter for individuell tilpasning.

Invacare art.nr 1605747



### REM 24SD

- Tradisjonell styreboks
- Enkelt skifte mellom kjøre- og elfunksjoner
- Uttak til eksterne brytere

Invacare art.nr DX-REM-24SD  
HMS art.nr 022404



### Intuitiv ledsagerstyring IDC

- Trinnløs justerbar hastighet
- Nødstoppsfunksjon

Invacare art.nr SP1509875  
HMS nr 164780



### Ekstern joystick

- Alternativ joystick
- Kan plasseres fritt

Invacare art.nr DX-RJM  
HMS art.nr 018534



### Håndkontroll ARC5

- Separat kontroll for opp til 5 el.-funksjoner
- Individuelle trykknapper
- Kan plasseres hvor som helst

Invacare art.nr DX-ARC5-AS  
HMS art.nr 018530



### Ekstern ladeplugg

- For enklere tilgang til lading

Invacare art.nr DX-ACC3  
HMS art.nr 159441

### Holder

Invacare art.nr SP1521488  
HMS nr 167717



### Ledsagerstyring

**Art nr HMS art. nr.**  
1423651066432 Ledsager-  
styring  
1423650 066437 holder  
Kontur



### Forgreiner

- Mulighet for å koble til flere moduler

Invacare art.nr DX-SKT-X4  
HMS art.nr 067615



### iPortal

- Muliggjør styring av Apple-enheter med joystick.
- Inneholder også USB laderuttak.

Invacare art. nr. DJ-BTINT-  
HID-ACC  
HMS art. nr. 194059



### BUS kabel

- Kan velge ulike lengder etter behov

## Komponenter



### G91 S

- Displaypanel
- Håndterer alle typer eksterne joysticker

Invacare art.nr DX-REMG91S  
HMS art.nr 167731



### Styreboks REM34

- Lutende panel gir et godt overblikk
- Knappestyrte elfunksjoner med LED display
- Tute, batteriindikator og magnetlås

Invacare art.nr DX-REM34  
HMS art.nr 022403



### Bordstyring REM41D

- Monteres som bord- eller midtstyring
- Knappestyrte elfunksjoner med LED display
- Tute, batteriindikator og magnetlås

Invacare art.nr DX-REM41-S  
HMS art.nr 18531



### Joystick-tilbehør

Bredt utvalg av alternative styreknotter. Se tilbehørsoversikt.



### Mini-joystick

- Fire brytere beveger joysticken i fire retninger
- Den femte bryteren brukes ved å presse ned joystick
- Kan enkelt monteres for hånd- eller hakebetjening

Invacare art.nr SWTA5020  
HMS art.nr 143477



### Fingerstyring

- Rullestolen manøvreres med liten kraft av en finger
- Kan monteres alle vinkler


Invacare art.nr DX-RJM-VIC-CCD



### Heavy Duty Joystick

- Forsterket joystick
- Tåler hard behandling
- 8 styringsretninger

Invacare art.nr DX-RJM-HD  
HMS art.nr 018535



### G-Trac

Forbedrer retningsstabilitet og veigrep. Gjør stolen enklere å kjøre og forhindrer skrens. Kontakt din lokale Invacare-representant for detaljer.

## Oppsett ledsagerstyring

Art nr	Beskrivelse	Storm <sup>4</sup> Intuitiv ledsagerstyring montert fra fabrikk og ettermontert (Brukerstyrt REM550 monteret foran)	Storm <sup>4</sup> KUN ledsagerstyrt med INTUITIV ledsagerstyring	Storm <sup>4</sup> KUN ledsagerstyrt med FORUS ledsagerstyring	TDX SP2 Intuitiv ledsagerstyring ettermontert	TDX SP2 KUN ledsagerstyrt med Intuitiv ledsagerstyring	TDX SP2 KUN ledsagerstyrt med FORUS ledsagerstyring
1423651	Ledsagerst B30			✓			✓
51824	Feste DX-REM41		✓	✓		✓	✓
1423650	Feste contour Storm3		✓	✓		✓	✓
GJS0055	Joystick forlenger			✓			✓
SP1527930	Styreboks DX-REM41		✓	✓		✓	✓
GSM63003	Busskabel 30 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GSM63020	Busskabel 2m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SP1537966	Holder forgreining busskabel	✓	✓	✓			
SP1537967	Forgreining busskabel dx-skt-4x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SP1603425	Intuitiv ledsagerstyring ACS	✓	✓		✓	✓	
SP1603426	Feste Intuitiv ledsagerst. ACS	✓	✓		✓	✓	