

# Sengebord



Sengebord og arbeidsbord med  
mange valgmuligheter





### Invacare **Sonnet Dual**

- ▶ **Invacare Sonnet Dual** er utført i skandinavisk bøk for å oppnå en glatt og holdbar overflate. Dette stilrene bordet kan tilpasses med sideklappbord for å gjøre det lettere å lese, skrive m.m. Sideklappbordet kan plasseres på begge sider av bordet.



### Invacare **Sonnet Combi**

- ▶ **Invacare Sonnet Combi** kan brukes både som et praktisk arbeidsbord og som et aktivitetsbord ved seng, stol og rullestol. Sideklappbordet kan innstilles i høyden fra 310-930 mm. Alle vannrette overflater er av plastlaminat for at det skal være enkelt å rengjøre.



**Mona** i bøk med vinkeljusterbar sideplate, én skuff og skap.



**Emma** i hvit med to skuffer (sideplate i oppfelt posisjon).

### **Mona og Emma**

- ▶ Solid, stabilt sengebord som tåler hard bruk. Sideplaten kan justeres i 18 ulike høyder og fås med eller uten vippefunksjon. Sengebordene leveres med kombinasjonen én skuff og skap eller med to skuffer. Skuffer og skap er gjennomgående og sengebordet kan brukes på begge sider av sengen. Kan leveres i bøk, eik eller hvit og med eller uten avrundede kanter. Høyder: **Mona** 85 cm, **Emma** 97 cm.



### *Invacare Sonnet Basic*

- *Invacare Sonnet Basic* er et stabilt lese- og arbeidsbord med trinnløs høyderegulering. Bordplaten kan vinkles i seks posisjoner mellom 0 og 90. Det U-formede understellet gjør at bordet lett kan plasseres over seng og rullestol. *Sonnet Basic* er også utstyrt med en praktisk sideplate. Trilles fra siden.



### *Invacare Sykebord Pausa L865*

- Et enkelt høyderegulerbart sykebord med vinkelstillbar plate. Bordet er enkelt å regulere og har trinnløs høyde og vinkelregulering. Bordet er godt egnet til bruk over seng eller ved stol.

## Tekniske data ▼


Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.



Total høyde ▼



Topplate ▼



Høydeinnstilling ▼



Vekt ▼

	Total høyde ▼	Topplate ▼	Høydeinnstilling ▼	Vekt ▼
<b>Sonnet Dual</b>	850 mm	400 x 400 mm Indre mål: 360 mm Ytre mål: 490 mm	750 - 1050 mm Størrelse på sideklappbord: 630 x 320 mm	37 kg
<b>Sonnet Combi</b>	870 mm	400 x 400 mm Indre mål: 360 mm Ytre mål: 510 mm	310 - 930 mm Størrelse på sideklappbord: 650 x 380 mm	27 kg 28 kg
<b>Sonnet Basic</b>		640 x 1000 mm Sideplate: 180 x 300 mm	650 x 400 mm 720 - 1160 mm	11 kg
<b>Pausa L865</b>	720 - 1160 mm	400 x 600 mm		7 kg
<b>Mona</b>	850 mm	Topplate: 445 mm Indre mål: 470 mm Ytre mål: 600 mm	600-870 mm Lengden på klaff: 460 mm	27 kg
<b>Emma</b>	970 mm	Topplate: 445 mm Indre mål: 470 mm Ytre mål: 600 mm	700-980 mm Lengden på klaff: 590 mm	29,5 kg


## Farger ▼



Hvit



Bjørk



Lys Grå



Grå / Svart



Bøk



Lys eik

## Artikkeloversikt ▼

Art. nr.	Produktbeskrivelse
50-50321-P1	Sonnet Dual i bøk (aluminiumsfarget ramme)
50-50221-P1	Sonnet Combi med skuff og skapdører (aluminiumsfarget ramme)
6430310-P1	Sonnet Basic arbeidsbord (alu-understell)
L865	Sykebord Pausa
60110958	Mona i bøk med skuff, skap og vinkeljusterbar sideplate. Avrundede kanter.
60110957	Mona i bøk med to skuffer og vinkeljusterbar sideplate. Avrundede kanter.
1423546	Mona i bøk med skuff, skap og sideplate.
1516270	Emma i bøk med skuff, skap og sideplate.

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
0661 OSLO

