



Aquatec **Pico 3 in 1**

- Høydejusterbar, multifunksjonell dusjstol/toalettstol
- Allsidig: Dusjstol-/krakk, toalettstol eller toalettforhøyer
- Enkel håndtering: Bekkenet kan fjernes fra alle fire sider
- Rustfri
- Armlener, rygg, bekken og bekkenholder er inkludert
- Setehøyde kan justeres i 6 trinn fra 425–575 mm
- Maks brukervekt hele 160 kg

### Egenskaper og valg



**Pico 3 i 1** med ett armlene



**Pico 3 i 1** som toalettforhøyer



**Pico 3 i 1** med myksete

### Tekniske data

	Artikkelnummer
<b>Produkt</b>	Aquatec <b>Pico 3 i 1</b>
Dusjstol komplett	<b>1525887</b>
Myksete	<b>1526032</b>
<b>Mål</b>	
Setebredde	430 mm (A)
Setedybde	420 mm (B)
Setehøyde	425 - 575 mm (C)
Total bredde	575 mm (D)
Total dybde	520 mm (E)
Total høyde	825 - 975 mm (F)
Høyde opp til armlener	605 - 755 mm (G)
Bredde mellom armlener	430 mm (H)
Høydejustering	25 mm
Høyde, gulv til nedre setekant:	
Med bekkenholder	340 - 490 mm
uten bekkenholder	375 - 525 mm
Bredde, hull i seteplate	215 mm
Dybde, hull i seteplate	250 mm
Høydejustering	25 mm
<b>Annen info</b>	
Vekt, dusjstol komplett	4,8 kg
Maks brukervekt	160 kg
Farge	Hvit

Aquatec **Pico 3 i 1**

