

# Forflytningshjelpemidler





### Glidelaken 2-veis

---

Standard modell som legges oppå det vanlige lakenet som et stikkklaken.

- Glideflate B 60 x L100 cm
- Totalmål B 210 x L 100 cm
- Vasketemperatur 90 grader

Artikkelnummer

---

1511732



### Glidelaken lang

---

Lang modell som legges oppå det vanlige lakenet som et stikkklaken.

- Glideflate B 60 x L 140 cm
- Totalmål 210 x 140 cm
- Vasketemperatur 90 grader

Artikkelnummer

---

1084



### Master Grip medium

---

Polstret flytte- og håndteringsbelte med runde, grepsvennlige håndtak.

- Former seg mot bruker og gir god komfort
- Forlenger hjelperens armer
- Fremmer gode arbeidsstillinger
- Anti-skli-innside
- Grepsvennlige håndtak
- Lang holdbarhet

Artikkelnummer

---

1511693



### Slidemaster Elastic medium

---

Glidepute (slide) som legges under hofte/rygg og forenkler vending i seng og sittende og liggende overflytning.

- Unike glideegenskaper
- Tynt polstret for å forebygge varme
- Forebygger soppdannelse
- Allergiforebyggende egenskaper
- Lang holdbarhet
- Lav vekt (740 g)
- Kan leveres med trekk som kan vaskes på 95 grader
- Størrelse L 100 x B 60 cm

Artikkelnummer

---

1511784



### Turn Master glidepute

---

Justerbar dreiepute som brukes til å dreie inn på sengekant, stolsete eller bilsete. Turn Master består av to runde polstrede puter som glir mot hverandre. Dreieputen er regulerbar og kan flytte bruker fra sengens kant og innover i sengen før puten dreies rundt.

- Ventilerende og behagelig sitteflate
- Følger brukerens naturlige bevegelsesmønster
- Dreier 180 grader
- Diameter: 50 cm

Artikkelnummer

---

60110950



### Dreietårn 8110

---

Regulerbart dreietårn til forflytning av personer fra leie til leie. Består av 2 avstivede skiver som dreier friksjonsfritt mot hverandre. Selve dreieskiven er utstyrt med fotbrems. Dreietårnet er høyderegulerbart.

- Dreier 360 grader
- Antiskli-materiale på oversiden og undersiden
- Står støtt på gulvet
- Lav egenvekt
- Leveres med hjul for enkel håndtering
- Høyde 104–119 cm
- Dreieskrive: 41 cm
- Knestøtte regulerbar: 34 +/- 5 cm
- Maks. brukervekt: 150 kg
- Vekt: 9500 gram

Artikkelnummer

---

1536874



### Master Stop small

---

Antiskli-matte som kan brukes under sittepute i stol, som underlag for brukerens ben i seng, på badegulv med mer.

- Størrelse B 40 x L 45

Artikkelnummer

---

1529238



### Antisklimatte, metervare

---

Antiskli-matte som leveres i metermål. Brukes under sittepute i stol, som underlag for brukerens ben i seng, til gulv på bad med mer.

- Bredde: 80 cm
- Vekt: 120 gram

Artikkelnummer

---

1540563



### Master Glide Multi

---

Fleksibelt glidebrett for sittende overflytninger mellom seng og stol, stol og toalett etc. Bakkant kan bøyes opp og beskytter mot rullestolhjulet, fremre del kan bøyes ned.

- Former seg mot underlaget og gir høy komfort
- Unike glideegenskaper
- Antiskli-materiale på undersiden
- Avrundede, grepsvennlige håndtak
- Lang holdbarhet
- Størrelse: L 60 x B 35 cm, H 5 mm

Artikkelnummer

---

1576826



### Master Glide Flexi

---

Fleksibelt glidebrett for sittende overflytninger mellom seng og stol, stol og toalett etc. Bakkant kan bøyes opp og beskytter mot rullestolhjulet. Glidebrettet er avrundet i hjørnene for å få lavere vekt og lettere håndtering.

- Former seg mot underlaget og gir høy komfort
- Unike glideegenskaper
- Antiskli-materiale på undersiden
- Avrundede hjørner og grepsvennlige håndtak
- Lang holdbarhet
- Størrelse: L 60 x B 35 cm, H 5 mm

Artikkelnummer

---

1544502



### Nylon Master medium

---

Rørformet (to-lags) glidestykke av spesialfremstilt nylon som er glatt på begge sider. Til bruk ved opptrening eller for brukere som har behov for avlastning i forbindelse med gikt, bekkenløsning, hofteproblemer etc.

- Unike glideegenskaper
- Meget robust
- Enkelt å plassere og fjerne
- Kan vaskes på 95 grader
- Lang holdbarhet
- Størrelse: L 80 x B 80 cm
- Vekt: 170 g

Artikkelnummer

---

1511830



### Master sengebånd single

---

Lengdejusterbart sengebånd som festes i sengegavl (fotende). Forenkler oppreising og inn- og utstiging av seng samt forflytning til rullestol.

- 1 håndtak med justerbar lengde
- Størrelse: L 150 x B 5 cm

Artikkelnummer

---

1576827



### Master sengebånd hard

---

Sengebånd som festes i sengegavl (fotende). Forenkler oppreising i seng, og inn- og utstiging av seng. Gir også god støtte ved forflytning til rullestol.

- 8 avstivede håndtak
- Størrelse L 180 x B 10 cm

Artikkelnummer

---

1576828



### Atlas Advance overflytningsplattform

---

Atlas Advance har to sentrale hjul med låsbare tvillingbremses og fire støttehjul på hjørnene slik at en kort forflytning kan foretas sikkert og enkelt. Den har fire ulike grep bruker kan gripe fatt i for støtte. Kne støttene kan justeres i høyde og bredde.

- Fire grep for bruker
- Står støtt på gulvet
- Regulerbar kne støtte
- Antiskli-materiale på ståplaten
- Støttebelter i tre størrelser (tilbehør)
- Maks. brukervekt: 155 kg
- Maks. høyde 115 cm
- Maks. bredde: 57,9 cm

Artikkelnummer

---

1578539



### Rotor Master dreieskive

---

Formstøpt dreieplate som plasseres under brukers føtter og anvendes for den selvhjulpne bruker; eksempelvis fra stol til stol, fra stol til seng eller fra rullestol til toalett. Rotor Master består av to sammensatte dreieskiver, som muliggjør en glidende rotasjon.

- Sklisikkert materiale på under- og oversiden
- Håndtak - praktisk for å bære eller oppbevare hengende
- Diameter: 40 cm
- Maks. brukervekt: 200 kg

Artikkelnummer

---

1544521



### Master Belt Multi forflytningsbelte

---

Master Belt Multi er et polstret forflytningsbelte med vertikale og horisontale håndtak som er runde og grepsvennlige. Beltet har regulerbar låsespenne for optimal tilpasning. Master Belt kan brukes ved sittende overflytning, hjelp opp og ned fra sittende og ved gåstøtte og gåtrening.

- Grepsvennlige håndtak
- Lav vekt og er behagelig for bruker
- Fremmer gode arbeidsstillinger
- Innside i sklisikker velour

Artikkelnummer

---

S: 1550788  
M: 1550789  
L: 1550790  
XL: 1550791



## Forflytningsduk

---

Forflytningsduk med gode glideegenskaper.

- Lengde: 10 m
- Bredde: 160 cm
- Vask 80 grader

Artikkelnummer

---

1553117

## Støttepute vinklet

---

Støttepute med avtagbart og vaskbart trekk av flammehemmende, pustende og elastisk PU-belagt polyester. Puten er av viskoseelastisk skum. Er behagelig mot brukeren samtidig som den virker avstivende og gir god støtte. Puten har et sklisikkert belegg på undersiden, som gjør at den ligger stabilt mot underlaget.

- Støtter godt
- Gir høy komfort
- Sklisikker underside
- Lang holdbarhet
- Størrelse: L 41 x H 14 x D 30 cm

Artikkelnummer

---

60110953



## Slide Master

---

Rørformet polstret glidepute i nylon. Slide Master har håndtak og kan brukes i kombinasjon med glidebrett. Anvendes til forflytninger, for eksempel for å komme høyere opp i seng eller ved vending i seng. Kan også brukes ved gjenopptrening.

- Reduserer friksjon slik at shear minimeres
- Enkel å plassere og fjerne
- Minsker arbeidsbelastningen for personalet
- Mange anvendelsesmuligheter
- Lang holdbarhet
- Størrelse: L 30 x B 60 cm

Artikkelnummer

---

60110952

**Tlf: 22 57 95 00**  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
0661 OSLO