



Matrix ryggssystem

Vi lanserer nå vår serie med rygger som gir ekstra støtte og komfort. Ryggene er enkle å montere og tilpasse til bruker. Et stort utvalg av bredder, dybder og høyder er tilgjengelig.



Matrix Elite Back

Invacare **Matrix Elite Back**

Invacare **Matrix Elite Back** har lett sidestøtte med god klaring ved skuldre og hofter. Dette gir rom for bevegelse i overkroppen.

Invacare **Matrix Elite Back, dyp** er designet med ekstra dype sidestøtter. Dette gir mye støtte for overkroppen, samtidig som det er klaring ved skuldre og hofter.

Trekk og skum:

- Det overdimensjonerte skummet gir ekstra komfort og støtte
- Vannavstøtende og pustende trekk

Ryggs skall

- Formet skall som gir svært god sidestøtte
- Lett - de fleste modeller veier under 1,8 kg

Korsryggstøtte:

- Avtagbar korsryggstøtte er inkludert



Matrix Elite Back, dyp



Matrix Posture Back



Matrix Posture Back, dyp

Invacare **Matrix Posture Back**

Invacare **Matrix Posture Back** har lett sidestøtte og ekstra polstring for god postural støtte og høy komfort.

Invacare **Matrix Posture Back, dyp** har ekstra dype sidestøtter og polstring for å gi solid postural støtte og høy komfort.

Trekk:

- Vannavstøtende og pustende
- Med borrelåsfester til overgangstrekk

Skum:

- Formstøpt skum som runder av ryggskallet for god beskyttelse og komfort
- Skummet festes til ryggskallet med borrelås for enkel utskiftning

Ryggskall

- Formet skall som gir god sidestøtte og posisjonering
- Slitesterk, lett ABS-plast med innebygd plate for nakkestøtteinnfestning

Korsryggstøtte

- Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov

Monteringsbeslag



Universalfeste til **Module™**.
Gode muligheter for
justering av høyde, dybde
og ryggvinkel.

Artikkelnummer

Beskrivelse	Størrelse	HMS art. nr.	Invacare art. nr.
Rygg Matrix Elite Back, dyp	sb40,5 rh40,5	203269	1543513
	sb40,5 rh50,5	203270	1543515
	sb43 rh40,5	203271	1543517
	sb43 rh50,5	203272	1543519
	sb45,5 rh40,5	203273	1543521
	sb45,5 rh50,5	203274	1543523
Rygg Matrix Elite Back	sb40 rh50	203252	1531824
	sb43 rh50	203253	1531831
	sb45 rh50	203254	1531832
	sb48 rh50,5	203267	1545112
	sb50,5 rh50,5	203268	1545115

Beskrivelse	Størrelse	HMS art. nr.	Invacare art. nr.
Rygg Matrix Posture Back, dyp	sb35,5 rh40,5	203258	1545002
	sb40,5 rh40,5	203259	1545058
	sb40,5 rh50,5	203260	1545059
	sb43 rh40,5	203261	1545061
	sb43 rh50,5	203262	1545062
	sb45,5 rh40,5	203263	1545064
	sb45,5 rh50,5	203264	1545065
	sb50,5 rh40,5	203265	1545067
	sb50,5 rh50,5	203266	1545068
	sb40 rh40	203246	1531762
Rygg Matrix Posture Back	sb40 rh50	203247	1531763
	sb43 rh40	203248	1531792
	sb43 rh50	203249	1531793
	sb45 rh40	203250	1531822
Universalfeste Matrix til Module setesystem		203251	1531823
		203257	1545275