



### **Den sammenleggbare dusj- og toalettstolen**

*Invacare Lima* er det perfekte valget hvis du er ute etter en plassbesparende og fullt utstyrt dusj- og toalettstol. Alt tilbehør er allerede inkludert, og foldemekanismen gjør den enkel å håndtere, og perfekt for lagring. Den rustbestandige aluminiums rammen gjør den ideell til bruk i dusj, for brukere som trenger hjelp med personlig hygiene.

Trusted Solutions, Passionate People





**Plassbesparende, sammenleggbart design**

Invacare **H 263 Lima** og Invacare **H273 Lima** er foldet og klar for lagring eller transport på noen få sekunder. Dette sparer plass enten på badet, eller i boden.

**Variable sittestillinger**

Det polstrede 4-posisjonssetet til Invacare **Lima** gir maksimal komfort og brukervennlighet, og kan brukes over alle toaletter. Det kan enkelt tilpasses og justeres for den enkelte brukers behov.

**Tilbehør**



**Hjul**

Valget mellom 5" svinghjul og 24" drivhjul gir personlig tilpassning.



**Rustfritt**

Kombinasjonen mellom aluminium og rustfritt stål beskytter stolen mot rust.



**Myk rygg**

Den myke ryggen gir maksimal komfort hos brukeren.

**Tekniske data**

<b>H263</b>	58 cm	47 cm	57 cm	104,5 cm
<b>H273</b>	58 cm	47 cm	68 cm	111,5 cm
<b>H263</b>	100 cm	21 cm	14 kg	135 kg
<b>H273</b>	100 cm	30 cm	18,5 kg	135 kg

**Farger**



Hvit



Blå



## Technical data

Produkt	Invacare® H263 Lima	Invacare H273 Lima 24" wheels
Dusj- og toalettstol med svinghjul	<b>1525732</b>	
Dusj- og toalettstol med 22" hjul		<b>1525733</b>

Dimensjoner		
Setebredde	460 mm	460 mm
Setedybde	460 mm	460 mm
Setehøyde	580 mm	580 mm
Total bredde	570 mm	680 mm
Total dybde	1050 mm	1120 mm
Total høyde	1000 mm	1000 mm
Total bredde, foldet	225 mm	335 mm
Total dybde, foldet	1050 mm	1120 mm
Total høyde, foldet	1000 mm	1000 mm
Dybde uten fotstøtte	760 mm	760 mm
Dybde fotplate	165 mm	165 mm
Høyde til armlen	780 mm	780 mm
Høyde, benstøtte til sete	325 - 460 mm	325 - 460 mm
Høyde, gulv til nedre setekant:		
med holder til bekken	340 mm	340 mm
uten holder til bekken	535 mm	535 mm
Høyde, sete til armlen	210 mm	210 mm
Bredde mellom armlen	475 mm	475 mm
Bredde, intimhull i seteplate	190 mm	190 mm
Dybde, intimhull i seteplate	360 mm	360 mm
Ø Svinghjul	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Drivhjul	-	24" (610 mm)
Bredde mellom 24" drivhjul	-	550 mm

**Technical data**

Annen info		
Vekt	14.0 kg	18.5 kg
Maks brukervekt	135 kg	135 kg
Farge	Blå - hvit	Blå - hvit

Invacare **H263 Lima**

