

**AQUATEC®**

# Ocean Ergo

**TILBEHØR**



**Yes, you can.®**

# Tilbehør



## Myksete

- ▶ Mykt sete i PU-skum med nøkkelhull. Gir ekstra komfort og trykkavlastning. Hullstr. 30x17 cm.



## Myk ileggspute

- ▶ Myksetet kan anvendes med eller uten ileggsputen



## Myksete

- ▶ Med en smal oval åpning for yngre og mindre voksne.



## Smalere mykt ilegg

- ▶ Kan anvendes til det smalere myksetet



## Ergonomisk myksete

- ▶ Ekstra mykt, struktur i overflaten, for pelvis stabilisering.



## Vendbart myksete

- ▶ Utsparing som kan benyttes alle 4 retninger.



## Heldekkende myksete

- ▶ Gir ekstra komfort



## XL rygg

- ▶ Øker bredden mellom armlen med 80mm. Kan benyttes til standard Ocean Ergo modeller.



## Fast, avtagbar rygg

- ▶ Tilbyr en stabil oppreist posisjon og er enkel å rengjøre.



## Bredere XL armlen

- ▶ Øker avstanden mellom armlen med 40 mm på hver side



## Myk ryggpute ▲

- ▶ For ytterligere stabilitet og komfort. Gir også ekstra fordeler for yngre og mindre brukere.



## Komfort rygg ▲

- ▶ For ytterligere komfort og enkel rengjøring.

## Posisjonering ▼



### Sidestøtte

- ▶ Monteres i eksisterende hull for armlensinnfestning. Både høyde- og breddejusterbar



### Multijusterbar nakkestøtteholder

- ▶ Sikker og komfortabel med mulighet for mange tilpasninger. Leveres uten nakkepute



### Ergonomisk hode- og nakkestøtte

- ▶ Hode og nakkestøtte



### Benstøtte med fotplate

- ▶ Polstret, både høyde- og vinkelregulerbar



### Amputasjonsstøtte

- ▶ Polstret, både høyde- og vinkelregulerbar

## Sikkerhet ▼



### Sikkerhetsbøyle

- ▶ Ekstra sikkerhet for brukere som lener seg fremover



### Hofte- og brystbelte

- ▶ For sikker posisjonering. Kan justeres individuelt og er enkel å montere. Kan maskinvaskes



### Armlenslås

- ▶ For å låse armlenet



### Tippesikring

- ▶ Gir ekstra sikkerhet ved urolige brukere



### Sprutskjerm

- ▶ Enkelt å feste, passer til myksetet med standard og smalere åpning



### Bekken med lokk

- ▶ Ergonomisk håndtak gjør det enklere å trekke ut bekken fra holderen
- ▶ Målemuligheter på innsiden

# Tilpasninger

Alle Ocean Ergo modellene kan justeres og tilpasses den enkelte bruker

## Armlene

- ▶ Ergonomisk, oppfellbare armlener som kan justeres i to ulike høyder

## Benstøtte

- ▶ Høydejusterbar, utsvingbar og avtagbar benstøtte
- ▶ Ingen verktøy nødvendig

## Setehøyde

- ▶ Sete høyden kan justeres mellom 475 mm - 600 mm
- ▶ Ingen verktøy nødvendig

## Fotbrett

- ▶ Vinkelregulerbart, oppfellbart fotbrett med justerbare helbånd gir en sikker posisjon
- ▶ Ingen verktøy nødvendig



# Ocean Ergo serien



## **Ocean 24” Ergo XL ▲**

En standard bariatrisk modell med maks brukervekt på 180 kg

## **Ocean Ergo XL ▲**

En standard bariatrisk pleierdrevet modell med maks brukervekt på 180 kg

## **Ocean VIP Ergo ▲**

Designet for brukere som har behov for litt mer assistanse med posisjonering når de sitter i stolen

## **Ocean Ergo ▲**

En standard pleierdrevet modell

## **Ocean Dual VIP Ergo ▲**

Designet for brukere som har et større behov for assistanse med posisjonering når de sitter i stolen

## **Ocean 24” Ergo ▲**

Standard modell for brukerdrevet kjøring

# Kompabilitet

- ✓ - Kompatibel
- x - Ikke kompatibel
- - inkludert

	Artikkel nr.	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Myksete	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Myk ileggspute	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Myksete med mindre ovalt hull	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ileggspute for smalere myksete	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprutskjerm	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heldekkende myksete	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomisk myksete	1531259	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vendbart myksete	1544469	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhetsbøyle	10167-10	✓	✓	x	x	✓	✓
Sikkerhetsbøyle XL	1470078	x	x	✓	✓	x	x
Brystbelte	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hoftebelte	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armlens lås	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL rygg	AP1604015	✓	✓	-	-	x	x
Fast rygg	1575299	✓	✓	x	x	✓	✓
Komfort rygg	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bredere XL armlen	1470086	✓	✓	x	x	✓	✓
24" Hjul (sett)	16379	✓	-	x	-	x	x
Amputasjonsstøtte, høyre	AP1643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amputasjonsstøtte, venstre	AP1643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Benstøtte med fotplate, høyre	AP1643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Benstøtte med fotplate, venstre	AP1643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sidestøtte	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multijusterbar nakkestøtteholder	1531613	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hodestøtte	1531465	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nakkestøtte	1531608	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bekken med lokk	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bekkenholder	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tippesikring, front og bak	AP1603992	x	x	x	x	✓	✓
Tippesikring front Ocean Ergo	AP1601986	✓	✓	✓	✓	x	x
Komfort ryggtrekk Ocean VIP Ergo	AP1603606	x	x	x	x	✓	✓
Komfort ryggtrekk Ocean Ergo	AP1604136	✓	✓	x	x	x	x
Komfort ryggtrekk Ocean Ergo XL	AP1604016	x	x	✓	✓	x	x

Tlf.: +47 22 57 95 00  
 norway@invacare.com  
 www.invacare.no

Invacare AS  
 Grensesvingen 9  
 Postboks 6230 Etterstad  
 0603 Oslo - Norway

