

SB[®] 910



En praktisk sykehusseng



Invacare **SB 910** imøtekommer de høyeste pasientønsker til støtte og komfort kombinert med ergonomiske fordeler som gir en lettere håndtering for pleiepersonalet. Sengen tilfredstiller også kravene til kvalitet, sikkerhet og funksjonalitet.

SB 910 håndbetjening er designet med «grønn knapp»-funksjon som betyr at ryggdelen og bendelen kan justeres samtidig. Dette reduserer skyv- og friksjonskreftene, bidrar til større brukervennlighet og en unik sitte- og liggekomfort.

Tilgodeser individuelle behov

Invacare **SB 910** er utviklet i tett samarbeid med det danske helsevesenet og imøtekommer derfor det moderne sykehus/sykehjem/helsehusets krav til sykehussenger. Blant annet er sengens høydejusteringsintervall økt slik at sengen kan gå helt opp til 830 mm og helt ned til 380 mm. Dette for å øke pasientens muligheter for å selv komme sikkert inn og ut av sengen. Med mulighet for å sette på sengegrindforhøyer er det trygt når spesialmadrasser i alternative høyder anvendes i kombinasjon med SB 910. Den maksimale brukervekt går helt til 200 kg, og sengen kan dermed anvendes av de fleste bariatriske pasienter. Safe Working Load (SWL) er 300 kg.

Uavhengighet og høy pasientkomfort

SB 910 tilbyr optimal komfort og støtte for pasienten. Den femdelte liggeflaten med rygglenstilbakeføring og «grønn knapp»-funksjon gjør det enkelt for pasienten å selv oppnå høy sittekomfort og gode hvilestillinger. Denne funksjonen minimerer skyv- og friksjonskrefter, slik at trykksår forebygges.

Egenskaper og tilbehør



Håndkontroll med fargesymboler

«Grønn knapp»-funksjon gjør det enkelt for pasienten selv å oppnå høy sittekomfort og gode hvilestillinger.



Håndkontroll med låsefunksjon

Anvendes når man ønsker å låse sengens funksjoner individuelt, og ved aktivering av Trendelenburg/anti Trendelenburg. Har også de øvrige håndbetjeningsfunksjonene.



Fleksibilitet og trygghet

Trygghet og sikkerhet har vært høyt prioritert under utviklingen av SB 910. Som standard leveres sengen med en ACU-boks, som gjør det mulig for personalet å låse en eller flere av sengens elektriske funksjoner samt å innstille liggeflaten i Trendelenburg /anti Trendelenburg-posisjon.



Fenderlister på sidene og fenderhjul på hjørnene

Beskytter vegger og møbler.

Egenskaper og tilbehør



Sikkerheten

Sikkerheten for **SB 900**-serien er vel dokumentert - stabilitet og holdbarhet sikrer sengen en lang og problemfri levetid. **SB 910** kan hånd- eller maskinvaskes og er helsveiset, slik at den lever opp til kravene for rengjøring på sykehuset, sykehjemmet og helsehusets premisser.



Sidegrindsforhøyer

Nedfellbar sidegrindsforhøyer til bruk ved madrasshøyde opp til 300 mm.



Integrert liggeflateforlenger

Med integrert liggeflateforlenger kan **SB 910** forlenges opp til 30 cm.



Infusjonsstativ

Infusjonsstativet kommer med tre bevegelige kroker.



Løftebøyle

Gripehåndtaket kan reguleres i høyde og i dybde



Utsvingsplate

En praktisk plate til avlasting letter den daglige pleie av pasienten (tilbehør).



Sengegavl

Mulighet for å åpne sengegavl i benenden.



Nakkestøtte

For økt komfort.



Kurv

Kurv til personlige gjenstander. Festes på sengerammen.

Tekniske data

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

SB 910	Indre/ytre mål	Indre/ytre mål	Høydeinnstilling:	Mål på liggeflate	Friplass under seng	Vinkel ryggløft	Lårvinkel
	800 / 940 mm 850 / 990 mm	2000 / 2160 mm 2050 / 2210 mm	380 - 830 mm Totalhøyde: 1590 - 2040 mm	835 - 280 - 335 - 610 mm	170 mm	0 - 74°	0 - 33°
SB 910	Benstøtteløft	Vinkel under horisontal	Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg	Totalvekt seng	Maks. brukervekt		
	0 - 22°	28°	14° 8°	800 mm: 141.5 kg 850 mm: 144 kg	SWL 300 kg 200 kg		



Bariatric use


NB
Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller pasienter med kroppstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Samsvarer med IEC 60601-2-52

Standard farge

Hvit

Blå



Artikkeloversikt

Artikkelnummer	Produktbeskrivelse	Madrassmål cm
3000910-6A110BJ	SB 910 med integrert sengeforlenger	85x205

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 OSLO

