



### **Tilbehør som dekker alle behov!**

Invacare har et bredt sortiment av tilbehør som gir mulighet til å tilpasse sengene til det aktuelle behovet. Blant annet er det mulig å velge ulike endegavler og sidegrinder for å få et ønsket design på sengen, samtidig som man imøtekommer pasientens behov for sikkerhet.

## Endegavler



### Sophie endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.

Art. nr 1523360-0101 (85 cm)

Art. nr 1523359-0101 (90 cm)



### Victoria endegavl

Avtagbart panel - tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.

Art. nr 1523805-0101 (85 cm)

Art. nr 1523804-0101 (90 cm)



### Susanne endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.

Art. nr 1523502-0101 (85 cm)

Art. nr 1523501-0101 (90 cm)

Art. nr 1545468-0101 (105 cm)

Art. nr 1545522-0101 (120 cm)



### Anita endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.

Art. nr 1523500-0101 (85 cm)

Art. nr 1523473-0101 (90 cm)



### Emma endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Scala 2** sidegrinder.

Art. nr 1523454-0101 (85 cm)

Art. nr 1523453-0101 (90 cm)

Art. nr 1545208-0101 (105 cm)

Art. nr 1545466-0101 (120 cm)



NYHET

### Olivia endegavl

Kan brukes sammen med kosmetisk langside og **Scala 2** sidegrind. Leveres i lys eik og bøk.

Art. nr 1576598-0525 (85 cm)

Art. nr 1576599-0526 (90 cm)

## Sidegrinder



### Sidegrind Line

Integrert sidegrind i aluminium. Tilfredsstill den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til gavlene Victoria/Sophie/Susanne og Anita. Max madrasshøyde 180-200 mm anhengig av hvilken sengemodell. Tilgjengelig i bøk, lys eik, kirsebær og hvitpigmentert bøk. Lengde 2000 mm.


Art. nr 1522786-0126 (par)



### Sidegrind Line teleskopisk

Integrert sidegrind i aluminium som er teleskopisk. Tilfredsstill den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til gavlene Victoria/Sophie/Susanne og Anita. Max madrasshøyde 180-200 mm anhengig av hvilken sengemodell. Tilgjengelig i bøk, lys eik, kirsebær og hvitpigmentert bøk. Lengde 2000-2200 mm.

Art. nr 1522787-0125 (par)



NYE LENGDER

### Sidegrind Britt V

Sidegrind i bøk og lys eik. Møter standarden for senger IEC 60601-2-52.

Art. nr 1538458-0101

(par, lengde 2000 mm)

Art. nr 1574861-0101

(par, lengde 2100 mm)

Art. nr 1574862-0101

(par, lengde 2200 mm)



### Forhøyningsribbe

Til sidegrind Line samt Britt III/V. Monterbar forhøyningsribbe som øker høyden med 150 mm, noe som innebærer en maks madrasshøyde for Britt sidegrind 270-300 mm, samt for Line sidegrind 320-340 mm.

Art. nr 1538420-0125 (Britt, 1 stk)

Art. nr 1538345-0125 (Line, 1 stk)

## Sidegrinder



### Sidegrind *Scala Basic 2*

Nedfellbar sidegrind i metall som imøtekommer kravene i den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til **SB 750/755/400/Etude** og eldre sengemodeller som har samme type sengeramme. Passer til madrasshøyde 150-170 mm. Tilgjengelig i fargene beige eller alu-silver. Art. nr 1432784-1015 (par)



### Sidegrind *Scala Basic 2 Plus*

Nedfellbar sidegrind i metall med hurtigkobling som imøtekommer kravene i den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til **SB 750/755/400/Etude** og eldre sengemodeller som har samme type sengeramme. Passer til madrasshøyde 150-170 mm. Tilgjengelig i fargene beige eller alu-silver. Art. nr 1529901-0154 (høyre)  
Art. nr 1529746-1015 (venstre)



### Sidegrind *Scala Medium 2*

Nedfellbar sidegrind i metall som imøtekommer kravene i den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til **SB 750/755/400/Etude** og eldre sengemodeller som har samme type sengeramme. Passer til madrasshøyde 200-220 mm. Tilgjengelig i fargene beige eller alu-silver. Art. nr 1530437-0154 (høyre)  
Art. nr 1530453-0154 (venstre)



### Sidegrind *Scala Decubi 2*

Nedfellbar sidegrind i metall som imøtekommer kravene i den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til **SB 750/755/400/Etude** og eldre sengemodeller som har samme type sengeramme. Passer til madrasshøyde 290-300 mm. Tilgjengelig i fargene beige eller alu-silver. Art. nr 1530819-0154 (høyre)  
Art. nr 1530818-0154 (venstre)



### Brukerbetjent sengegrind i metall

Sammenfellbar sengegrind i metall hvor brukeren kan betjene sengegrinden.

Art. nr 1435212-0154 (høyre)  
Art. nr 1435211-0154 (venstre)

## Overtrekk



### Polstret trekk til sidegrind *Line* og *Britt V*

Polstret trekk som kan sitte på samtidig som man hever/senker sidegrinden. Fåes som normalpolstret og dobbeltpolstret i lengdene 2000/2100/2200 mm. Vaskbart på 90 grader. Farge blå. Art. nr 1449588 (200 cm)  
Art. nr 1449591 (210 cm)  
Art. nr 1449592 (220 cm)



### Overtrekk til sidegrind *Line* og *Britt V*, netting

Overtrekk i netting som kan sitte på samtidig som man hever/senker sidegrinden. Tilgjengelig i lengdene 2000/2100/2200 mm. Vaskbart på 60 grader. Farge hvit. Art. nr 1449590 (200 cm)  
Art. nr 1449593 (210 cm)  
Art. nr 1449594 (220 cm)



### Polstret overtrekk til sidegrind *Britt III/IV* og *Lilly III*

Polstret overtrekk som kan sitte på samtidig som man hever/senker sidegrinden. Tilgjengelig som normalpolstret i lengdene 2000/2160 mm, samt dobbeltpolstret i lengdene 2000 mm. Vaskbart på 90 grader. Farge blå. Art. nr 1449412 (200 cm)  
Art. nr 1493565 (215 cm)



### Polstret sikkerhetstrekk

Polstret sikkerhetstrekk som egner seg godt til urolige pasienter. Tilgjengelig i lengdene 2000/2160 mm. Kompatibelt med sidegrind *Britt III/IV* og *Lilly III*. Vaskbart på 90 grader. Farge lys blå. Art. nr 1511890



## Overtrekk




### Polstret overtrekk til nedfellbar sidegrind

Overtrekket kan sitte på sidegrinden når denne senkes. Finnes som normalpolstret og dobbeltpolstret. Vaskbart på 90 grader. Farge lys blå.

Art. nr 1449419 (Medium/Decubi)

Art. nr 1449423 (Basic)

## Støtte-og vendehandtak



### Støtte-og vendehandtak med hurtigkobling

Støtte-og vendehandtak som kan brukes til vending i seng eller til inn/utstigning av seng. Støtte-vendehandtaket finnes i fargene beige eller alu-silver og passer til **SB 750/755/400/Etude**, samt eldre sengemodeller fra Invacare.

Bilde 1: Støtte-vendehandtak med hurtigkobling H400 x B950 mm. Art. nr 1417512-0154

Bilde 2: Støtte-vendehandtak med hurtigkobling H250 x B800 mm. Art. nr 1417510-0154

Bilde 3: Støtte-og vendehandtak med hurtigkobling H400 x B300, og H400 x B500 (ikke avbildet).

Art. nr 1417511-0154

Art. nr 021963-0154

Bilde 4: Støtte-vendehandtak med hurtigkobling H250 x B300 mm. Art. nr 021964-0154



### Utsvingbart utstigningshandtak

Kan brukes alene eller som par som ekstra hjelp ved inn- og utstigning av sengen. H160 x B340 mm sørger for at håndtaket ikke hindrer bena i å passere over håndtaket. Farge alu-silver eller beige.

Art. nr 1529665-0154 (alu-silver)

Art. nr 1529665-1015 (beige)



### Støtte-og vendehandtak med hurtigkobling. Passer til Octave seng

H400 x B300. Farge alu-silver.

Art. nr 1446353-0152



### Oppreisningsstøtte

Hjelper pasienten å komme helt opp i sittende stilling, samt fungerer som en ekstra hjelp for å komme ut av sengen. Oppreisningsstøtten kan enkelt lengdejusteres og det medfølgende festet kan monteres valgfritt på høyre eller venstre side. Farge beige eller alu-silver.

Art. nr 1534684-1015 (beige)

Art. nr 1534684-0154 (alu-silver)



### Utstigningshjelp

Plasseres i sengens feste for løftebøyle.

Utstigningshjelpen benyttes som støtte ved forflytning mellom seng og stol, rullator eller opp til stående.

Art. nr 1426899-0154

## Løftebøyer



### Løftebøyle

Håndtaket kan stilles inn i høyde og dybde. Farge alu-silver eller beige.

Art. nr 1542093-0154 (alu-silver)  
Art. nr 1542093-1015 (beige)



### Svingbar løftebøyle

Svingbart parallelt med sengens langsiden og til ca. 20 grader fra hode-enden. Fungerer veldig godt sammen med for eksempel takløft. Håndtaket kan enkelt innstilles etter høyde og dybde.

Art. nr 3000650.57650P0 (alu-silver)  
Art. nr 50.57650.D0 (beige)



### Løftebøyle Octave®

Kan også brukes til forlenget utgave av **Octave**. Håndtaket kan enkelt stilles etter høyde og dybde. Farge alu-silver.

Art. nr 50.57700.M0

## Øvrig tilbehør



### Avstandsfender

Beskytter veggene på pasientrommet. Det finnes to modeller; én som settes på sengerammen i hodeenden (type1), og én som settes på sengerammen på langsiden (type 2). Fenderene er teleskopiske.

Art. nr 1426875-0154 (type 1)  
Art. nr 1527093-0154 (type 2)

## Øvrig tilbehør



### Avviserhjul

Monteres horisontalt under gavlen. Beskytter veggene ved forflytning av sengen gjennom korridorer. Finnes i 3 hjuldiameter.

Art. nr 50.59600.00 (75 mm)



### Alternative hjulstørrelser

Flere ulike størrelser mellom 80-150 mm, separat låsbare eller sentrallås kan tilbys ved ny bestilling av seng eller til ettermontering. Noen størrelser kan også leveres med retningssperre.



### Lavbyggssett

75 mm hjul som passer til **SB 750/755**. Farge beige eller alu-silver.

Art. nr 021343.D0



### Dekkrør ved forlenging

Gir beskyttelse av sengerammen ved forlenging av seng. Finnes i ulike lengder, avhengig av om forlengingen er 50/100/150/200 mm. Farge beige eller alu-silver. Passer til **SB 750/755/400**.

Art. nr 1527521-0154 (10 cm alu-silver)

Art. nr 1527520-0154 (5 cm alu-silver)



### Begrensningsbøyle til bendel

Forhindrer at bendelen på **SB 750/755** kommer under horisontalen. Farge beige eller alu-silver. Teleskopisk stillbar i breddene 850-1200 mm.

Art. nr 1510820-0154



### Transportbeslag til Etude® sengen

Komplett transport-/og lagringsbeslag til **Etude** sengen.

Art. nr 1543779-0154



### Forlengingsdeler til Etude®

Forlengingsdeler 100 eller 200 mm til **Etude** sengen som gir madrassmål 2100 eller 2200 mm.

Art. nr 1446379-0152 (10 cm)

Art. nr 1446380-0152 (20 cm)



### Forlengingsdel til Octave® sengen

Forlengingsdel 100 mm som kan plasseres i hode og/eller fotende, noe som gir maks madrassmål 2200 mm.

Art. nr 1446498-0152

## Øvrig tilbehør



### Hjørnestolper til Octave

Må benyttes dersom integrert sidegrind Britt skal monteres på **Octave** sengen.  
Art. nr 1544208-0101



### Grindlås til integrert sidegrind

Enkel låsing av sidegrind. Brukes i de tilfeller der man ønsker å forhindre bruk av sidegrind. Passer alle modeller.  
Art. nr 1525496



### Langside

Kosmetisk langside i stedet for sidegrind. Passer til endegavlene Victoria, Sophie, Susanne og Anita. Finnes i bøk, hvitpigmentert bøk, lys eik og kirsebær i lengdene 200, 210 og 220 cm.  
Art. nr 1575493-0101 (bøk, 200 cm)  
Art. nr 1575493-0105 (hvitpigmentert bøk, 200 cm)  
Art. nr 1575493-0526 (lys eik, 200 cm)  
Art. nr 1575493-0102 (kirsebær, 200 cm)




### Langside til Olivia

Kan brukes i kombinasjon med **Scala 2** sidegrinder. Leveres i bøk og lys eik.  
Art. nr 1576603-0526 (lys eik, 200 cm)  
Art. nr 1576603-0101 (bøk, 200 cm)



### Sengetralle Bjørn

For lagring og transport av 850-1200 mm brede senger.  
Art. nr 6490097-02



### Dyne-støtte

Plasseres frittstående i seng.  
Art. nr 871



### Infusjonsstativ

Infusjonsstativ til seng.  
Art. nr 50.60030.D0



### Feste til infusjonsstativ

Feste til hjørne eller langside.  
Art. nr 50.59570.D0

## Alternative betjeningsbokser og annet elektronisk tilbehør



### Låsbar betjeningsboks HL80, HB80 og HB85 (vaskbar)

På HL85 kan hver funksjon låses individuelt. Passer til **SB 750** (4 motorer)/**755**.  
Art. nr 1531346-7035 (HL80 låsbar)  
Art. nr 1531345-7035 (HB80)  
Art. nr SP1575833-7035 (HB85 vaskbar)



### Betjeningsboks HB74 og HB75

HB74 passer til **SB 750** (3 motorer), samt **SB 400**. HB75 passer til 4 motorer **SB 750/755**.  
Art. nr SP319157-9005 (HB74, 3 motorer)  
Art. nr 1492876 (HB75, 4 motorer)



### Betjeningsboks Softcontrol

Passer til **SB 750** (3 motorer) og **SB 750/755** (4 motorer).  
Art. nr 1423983



### Betjeningsboks HB85 til Octave seng

Låsbar betjeningsboks til **Octave** sengen.  
Art. nr 1529915-7035

**Alternative betjeningsbokser og annet elektronisk tilbehør**



**Betjeningsboks for reumatikere**

En betjeningsboks med letttrykte knapper som passer til **SB 750/755/400/Etude**.  
Art. nr 1426936 (SB 750/755)  
Art. nr 1426935 (SB 400)  
Art. nr 1443342 (Etude)



**Holder til betjeningsboks**

Passer til betjeningsboks modell HB70/HB80/Soft-control. Farge beige eller alu-silver.  
Art. nr 1433835-0154



**IR-styring sender/mottaker til senger**

Passer til **SB 750/755/400**. Et system med mottakere og sendere samt en forgreiningskabel for tilkobling av standard betjeningsboks.  
Art. nr 1424239 (mottaker)  
Art. nr 1425274 (sender)



**System med IR-mottakere**

System med IR-mottakere inkl. forgreiningskabel, ekskludert sender som passer **SB 750/755/400/Etude**.



**Forgreingskabel**

Brukes til to stk. betjeningsbokser som passer **SB 750/755/400**.  
Art. nr 819465



**Batterienhet**

Til batterienhet forberedt for batteri back-up som passer til **SB750/755/400/Etude**.  
Art. nr 1524336-0154



**Forlengingskabel**

Passer til betjeningsboks til **SB 750/755/400**.  
Art. nr 1532489-7035



**ACP-boks**

Stenger separat av én eller flere funksjoner i sengen. Passer til **SB 750/755/400/Etude**.  
Art. nr 1450827



**Manuell senkningsboks**

Senker en valgfri motorfunksjon gjennom en batterienhet som kobles direkte til en aktuell motor på sengen. Passer til **SB 750/755/400**.  
Art. nr 1446180



**Sengelampe med LED lys**

Art. nr 1535736



**SB 755** og **755 Wide** kan bestilles i vaskbare modeller. Sengen kan da vaskes med elektronikk (inkludert håndkontroll) i maskin iht. kravene i IPx6w.

**Øvrig**

**Spise -/lese Brett**

Et stabilt bord som plasseres direkte på sidegrindene når de er felt opp. Passer til 850 mm og 900 mm brede senger.

Art. nr 50.51260.09 (85 cm)

Art. nr 50.51250.09 (90 cm)


**Sykebord Sonnet Basic**

Et stabilt hev- og senkbart lese- og arbeidsbord. Bordplaten kan vinkles i seks posisjoner mellom 0 og 90 grader. Det U-formede understellet gjør at bordet lett kan plasseres over seng og rullestol. I tillegg har det en praktisk liten sideplate. Max belastning 20 kg.

Art. nr 6430313-02


**Sykebord L865**

Et enkelt høyderegulerbart sykebord med vinkelstillbar plate. Trinnløs høyde og vinkelregulering. Max belastning 10 kg.

Art. nr L865


**Invacare Bedco**

Det elektriske hjertebrettet **Invacare Bedco** er utviklet for brukerens private seng. Det er enkelt å betjene og montere/demontere. Over madrassen holder seg godt på plass takket være dukens struktur.

Art. nr 1552407-0154 (75 cm bredde)

Art. nr 1552468-0154 (90 cm bredde)

Art. nr 1552472-0154 (120 cm bredde)

For øvrige sengebord, se vår hjemmeside [www.invacare.com](http://www.invacare.com).

**Kompatibilitetsskjema**
**Invacare SB\* 755, SB\* 750, SB\* 400**

	Endegavler					
	Victoria Sophie Susanne Anita	Olivia	Emma	Forhøynings- ribbe Line	Forhøynings- ribbe Britt	
<b>Sidegrinder</b>						
Line	x			x		
Line forlengningsribbe						
Britt V	x				x	
Scala Basic	x					
Scala Basic Plus			x			
Scala Medium	x		x			
Scala Decubi	x		x			
Langside	x					
Langside til Olivia		x				

**Invacare Etude Plus (Low) og Octave**

	Endegavler		
	Etude Plus (Low)	Octave	Forhøynings- ribbe Britt
<b>Sidegrinder</b>			
Line	x	x	
Line teleskopisk	x	x	
Britt V	x	x	x
Scala Basic	x		
Scala Basic Plus	x		
Scala Medium	x		
Scala Decubi	x		

Tilfredsstiller kravene i IEC 60601-2-52