

NordBed™ -Tilbehør



Bredt tilbehørs-sortiment -
Individuell tilpasning



NordBed-serien tilbyr en rekke tilbehør som gir ulike tilpasninger både i form av design og personlige ønsker. Det gjør at sengene kan passe inn i ulike miljøer tilpasset den enkeltes behov.

Endegavler

Moderne endegavler, som gir et hjemlig preg, tilpasset personlige ønsker. Tilgjengelige i en rekke trevarianter og farger. Endegavlene fjernes enkelt uten bruk av verktøy.



Una

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder, delte sidegrinder eller langsider.



Una / Una Lav

Kan brukes i kobinasjon med langsider.



Nora

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



Astrid

Avtagbart panel for enklere tilgang. Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



Nanna

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.



Runa

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.

Endegavler	Bøk	Eik	Umber	Bøk/ aluminiumsgrå	Aluminiumsgrå	Hvit
Una Endegavl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nora Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Astrid Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Nanna Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Runa Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓

Kosmetisk langside

Vårt utvalg av langsider gir pasienten følelsen av å være hjemme



Langside 1 i tre

Kan anvendes med endegavlene Una, Astrid og Nora.



Langside 2 i tre

Kan anvendes med endegavlen Runa og sidegrinden Ane.



Langside 3 i tre

Kan anvendes med endegavlen Nanna og sidegrinden Ane.

Sidegrinder

Sidegrindene har en rekke anvendelsesområder: for å sikre at pasienten ikke faller ut av sengen, for enklere forflytning eller vending i sengen, eller som støtte ved inn- og utstigning av sengen.

Sengene fra Invacare er tilpasset alle disse behovene, også med tanke på å avlaste omsorgspersonalet og bidra til et behagelig arbeidsmiljø.



Freya

Sidegrinder i tre, tilgjengelig i lengdene 200cm, 210cm og 220cm.



Embla

Sidegrinder i aluminium, lengde 200cm.



Embla forlengbar

Sidegrinder i aluminium. Trinnløs lengderegulering fra 200 til 220cm.



Torill Kort

Regulerbar i 3 høyder



Torill Lang

Regulerbar i 3 høyder



Ane

3/4-lange sidegrinder i metall

Sidegrinder til tykkere madrasser



Ane Høy

3/4-lange sidegrinder i metall for tykkere madrasser



Freya sidegrindforhøyer

Freya sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser.
1648540-(+fargekode)



Embla sidegrindforhøyer

Embla sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser, samt forlenget fra 200 til 220cm.
1648229-(+fargekode)

Endegavler	Una	Nora	Astrid	Nanna	Runa
					
Sidegrinder					
Freya	✓	✓	✓		
Embla	✓	✓	✓		
Torill	✓*	✓*	✓*		
Ane				✓	✓

* Endegavler uten skinner for fullengde sidegrinder

Trekk til sidegrind

Vårt utvalg av sidegrindtrekk dekker flere ulike behov: Polstrede trekk hindrer at pasienten skader seg. Nettingtrekket hindrer at pasienten kommer i klem mellom grindene, samtidig som utsynet ikke blir forhindret.

Samtlige trekk er laget for å sitte på sidegrindene mens de justeres eller felles ned.

Trekkene kan enkelt fjernes og vaskes på 90 grader.



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla

Art. nr. 1651557



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla, med høydeforlenger.



Nettingtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla

Art. nr. 1651554



Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrinden Ane

Støtte- og vendehåndtak

Utvalget av stabile støttehjelpemidler gir pasientene frihet og mulighet til å flytte på og vende seg i sengen, samt stige inn og ut av sengen.



Støttehåndtak

H40 x B30 cm

Art. nr. AP1651907



Støttehåndtak

H40 x B90 cm

Art. nr. AP1651908



Utsvingbart støtte- og utstigningshåndtak

Håndtaket gir god støtte for pasienten og kan felles inn, ved inn- og utstigning. Kan brukes separat eller parvis.

Art. nr. AP1653891 (venstre)

Art. nr. AP1653894 (høyre)



Utsigningshjelp

Gir støtte ved inn- og utstigning



Oppreisningsstøtte

Gir støtte ved oppreisning samt inn- og utstigning.



Søsterhjelp

Løftebøyle med høyde- og dybderegulerbart håndtak.

Øvrig tilbehør



Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder



Dekkrør

Dekkrørene gir beskyttelse til sengerammen ved forlenging.



Holder til håndkontroll



Avstandsfender

Beskytter veggene når sengen flyttes. Kan monteres på kort- eller langsiden av sengerammen.

Sengemodeller og Tilbehør

*MARK AT ALLE ALTERNATIVER KAN IKKE KOMBINERES, TA
GJERNE KONTAKT FOR HJELP

MODELLER

NordBed Ultra, laveste høyde 25 cm, 200*90 cm bred
NordBed Ultra, laveste høyde 25 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred
NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred
NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred vaskbar
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm vaskbar 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm 200*105/120 cm bed
NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm vaskbar 200*105/120 cm bed

HJUL&BREMSESYSTEM

Hjul diameter 100 mm
Hjul diameter 125 mm
Hjul diameter 100 mm m/retningssperre
Hjul diameter 125 mm m/retningssperre

HÅNDKONTROLLER

- 0700 = vaskbar

Håndkontroll, Standard	SP1647177-7035 / -0700
Håndkontroll, Trend-og antiTrend	SP1651017-7035 / -0700
Håndkontroll, Standard m/"under bed light"	SP1651016-7035 / -0700
Håndkontroll, Trend-og antiTrend, "under bed light"	SP1651018-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend	SP1655055-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-og antiTrend	SP1651652-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend, "under bed light"	SP1655055-7035 / -0700
Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-and antiTrend, "under bed light"	SP1651652-7035 / -0700

FARGER

Bøk	-0703
Eik	-0701
Umber	-0702
Hvit malt	-9016
Blå malt	-5024
Bøk/alublå malt	-0704

ENDEGAVLER (PAR)

Una	Alle farger	SP1656756-xxxx
Una m/slisse	Alle farger	SP1655853-xxxx
Una endegavl m/ fotbrett	Alle farger	SP1656789-xxxx
Nora	Bøk,Eik, Umber	SP1657158-xxxx
Nora m/slisse	Bøk,Eik, Umber	SP1657222-xxxx
Astrid	Bøk,Eik, Umber	SP1656967-xxxx
Astrid m/slisse	Bøk,Eik, Umber	SP1656966-xxxx
Nanna	Bøk,Eik, Umber	SP1655962-xxxx
Runa	Alle farger - Bøk/alu blå malt	SP1655963-xxxx

SIDTEGRINDER(PAR)

Freya, tre	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649812-xxxx
Freya, tre, m/ 10 cm forlengbar	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1649931-xxxx
Freya, tre, m/ 20 cm forlengbar	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649932-xxxx
Embla, alu	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649930-xxxx
Embla forlengbar, (200 - 220 cm) alu	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	SP1649934-xxxx
Torill delte grinder tre/alu, 75 cm	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	
Torill delte grinder tre/alu, 96 cm	Komp. m/ Una, Nora, Astrid	
Ane, stål, (88/90 cm madrass bredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653634-0154
Ane, stål, (83/85 cm madrassbredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653637-0154
Ane høy, stål, (88/90 cm madrass bredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653636-0154
Ane høy,stål, (83/85 cm madrassbredde)	Komp. m/ Nanna, Runa	SP1653638-0154

Tilbehør

SIDGRIND - TILBEHØR

Freya sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)

Embla sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)

Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder 10 cm

LANGSIDER

Langside 1 i tre	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	
Langside 1 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	
Langside 1 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid	
Langside 2 i tre	Komp. m/ Runa og Ane	1657041-0703
Langside 2 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Runa og Ane	1657048-0703
Langside 2 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Runa og Ane	1657053-0703
Langside 3 i tre	Komp. m/ Nanna og Ane	1657040-xxxx
Langside 3 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Nanna og Ane	1657047-xxxx
Langside 3 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Nanna og Ane	1657052-xxxx

TILBEHØR

Søsterhjelp med justerbart håndtak, alu-grå SP1542093-0154

Søsterhjelp svingbart, med justerbart håndtak, alu-grå

Avstandsfender langside

Avstandsfender kortsiden

Fenderhjul 5 cm

Støttehåndtak H/L: 40 x 30 cm

Støttehåndtak H/L: 40 x 90 cm

Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, høyre

Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, venstre

Oppreisningsstøtte, høyre

Oppreisningsstøtte, venstre

Utstigningshjelp

Holder til håndkontroll

Dekkrør 5 cm, 2stk

Dekkrør 10 cm, 2stk

ELEKTRONISK TILBEHØR

LED lampe

Revmatiker håndkontroll

Trådløst håndsett

T-kabel ved bruk av to håndkontroller samtidig

Strømmforsyning, kun til bruk av servicepersonale 1446180

Batteri back Up 1650045

TREKK TIL SIDGRIND 1 STK

Polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	SP1651557
Ekstra polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	1651561
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651558
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651559
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 6 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla	1651560
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla	1651560
Netting trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla	1651554
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651555
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla	1651556
Polstret trekk for for Torill delte grinder 76cm	Komp. m/Torill kort	1660466
Polstret trekk for for Torill delte grinder 96cm	Komp. m/Torill lang	1660467
Polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane	1653895
Ekstra polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane	1653897

EKSTRA MYKE TREKK TIL SIDGRIND

Ekstra myke trekk til til smalt fotbrett 1 stk + Endegavl 1 stk - Una gavler		1660465-xxxx
Ekstra myke trekk til endegavler - par		1660464-xxxx
Ekstra myke trekk til langside- par		1650168-xxxx
Blå		-3009
Grønn		-5015
Rød		-6001

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo

