

Aquatec® | **Sansibar**



Det plassbesparende dusjsete

Aquatec Sansibar er et smidig, oppfellbart dusjsete som enkelt felles opp mot veggene når det ikke brukes. *Aquatec Sansibar* er laget i plast og rustfritt materiale for å tåle mange år i dusjen. Det har et attraktivt design og med utsparring som gjør intimhygiene enklere. Høyden kan tilpasses individuelt og føttene kan finjusteres for god stabilitet.

AQUATEC®



Yes, you can.®



Rask og enkel installasjon

Leveres med monteringsmal (skruer inngår ikke).

Justerbar fot

Utjevner og gir stabilitet på ujevne gulv.

Egenskaper



Oppfellbar

Sparer plass i dusjen.




Stor hygieneutsparring

Bredde 165 mm og dybde 155 mm.

Tekniske data

Aquatec Sansibar					
	530 - 600 mm	400 mm	460 mm	410 mm	400 mm
Aquatec Sansibar					
	460 - 530 mm	540 - 610 mm	110 mm	2,6 kg	130 kg

Farge



Hvit



Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2011 Invacare International Sarl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Sansibar - NO - 03/2011



Yes, you can.®