



En sikker og konfigurert seng som kan tilpasses barnets behov

Invacare **ScanBeta**_{NG} barnesenger er tilgjengelig i tre størrelser, og er perfekt for barn i alderen 3 til 12 år. **ScanBeta**_{NG} oppfyller alle krav i henhold til de nordiske kravspesifikasjonene. Dette betyr blant annet at ingen åpninger er større enn 60 mm på sidene eller liggeflaten. Sengen kan bestilles med låsbar betjeningsboks for å unngå utilsiktet bruk. Både liggeflatenes funksjonalitet og sidene kan konfigureres individuelt, og dette kan justeres i takt med barnets utvikling. Et tiltalende design sikrer at sengen vil passe inn både i private hjem og institusjoner.



Trusted Solutions, Passionate People





Sikkerhetskrav

Standard konfigurasjoner av *Invacare ScanBeta_{NG}* er grundig testet etter nordiske kravspesifikasjoner. Sengens design har blitt til med sikkerhet som høyeste prioritet, og *ScanBeta_{NG}* oppfyller alle gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav.

Konfigurering

Liggeflaten i de tre standardstørrelsene er konstruert med tanke på barnets komfort og behov. Liggeflaten kan enten være elektrisk eller manuell. Den har en lang bedel, som gir lengre brukstid før sengen må byttes ut til en større seng. *ScanBeta_{NG}* kan leveres med alternative sidegrinder (faste sider, nedfellbare sidegrinder, dører etc.) i tråd med individuelle behov.

Ergonomisk konstruksjon

Høyden er justerbar fra 300-880 mm. Dette gjør det mulig for barn å komme inn og ut av sengen selv. Alle nødvendige egenskaper og

funksjoner for sikkerhet og komfort, slik som sentralbrems (ekstrautstyr på *ScanBeta_{NG} 60x140*), høyderegulerbar liggeflate og låsbar håndkontroll, er tatt hensyn til i *ScanBeta_{NG}*.

Funksjoner



Lengden på seksjonene i liggeflaten er basert på gjennomsnittlig målinger i tre aldersintervaller. De 3 standardstørrelsene er utviklet spesielt for barn mellom 3 og 12 år.




Den enkle og lette betjeningsboksen leveres standard med individuelt låsbare funksjoner for økt sikkerhet.



Hurtigkopling for deling av sengen i liggeflate og understell.

Muligheter



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm nedfellbare sidegrinder
Nedfellbar grind i bøk og dobbel låsemekanisme for økt sikkerhet.



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm nedfellbar og fast sidegrind i plexi



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm dører
Dører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°.



ScanBeta_{NG} utstyrt med 800 mm doble dører
Doble sidedører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°. Krever mindre plass i rommet.



Konfigurering av liggeflate
Liggeflatens funksjonalitet kan opp- eller nedjusteres i takt med behov: tilføyning/fjerning av motorer og rastofix (se skjema side 6).



Sikkerhetslås som kun åpnes via to forskjellige låsefunksjoner.



Klistremerker
Velg mellom ulike klistremerker for å dekorere sengen.



Polstring
30 mm tykk polstring for alle typer endegavler og sidegrinder.

Størrelser på liggeflate

ScanBeta fås i størrelsene 60 x 140 cm, 70 x 160 cm og 80 x 180 cm

Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike konfigureringene og artikkelnummer.

Sider og endegavler til Invacare ScanBeta^{NG}

	Fast side	Nedfellbar sidegrind	Dører	Doble dører
400 mm høy	✓	✓	✓	✓
800 mm høy	✓		✓	✓

Tekniske data

600 x 1400 mm	680 mm	620 mm	1480 mm	1400 mm	300-880 mm	620-70-210-460 mm	0° - 73°
700 x 1600 mm	780 mm	720 mm	1680 mm	1600 mm	300-880 mm	670-150-220-520 mm	0° - 73°
800 x 1800 mm	880 mm	820 mm	1880 mm	1800 mm	300-880 mm	750-190-270-550 mm	0° - 73°

600 x 1400 mm	0° - 36°	0° - 26°	Maks. brukervekt: 70 kg
700 x 1600 mm	0° - 31°	0° - 24°	SWL: 100 kg
800 x 1800 mm	0° - 27°	0° - 26°	

Farge på ramme og treverk


Perlehvitt (metall)

Bøk (treverk)

Post	Art.nr.	HMS nr.	Madrassmål	Produktbeskrivelse
Post 4	1561626_S4	214176	60x140	ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, el. rygg, man.reg av bændel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm
Post 5	1561623_S2	214174	70x160	ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, el. rygg, man.reg av bændel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm
Post 6	1561624_S3	214175	70x160	ScanBeta NG, firedelt, 3 motorer, el. hev/senk, el.rygg, el. reg lårdel, man.reg av leggdelt, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm

Invacare AS
 Grensesvingen 9
 Postboks 6230 Etterstad
 0603 Oslo - Norway
 Telefon: +47 22 57 95 00
 Telefaks: +47 22 57 95 01
 E-mail: norway@invacare.com
 www.invacare.no

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykktidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

ScanBeta NG - NO - 01/2016



Yes, you can.®

Merk at Invacare ScanBeta senger levert i andre størrelser ikke er testet etter NordicRequirement Specifications.