

# *Invacare* **Essential** Touch



Vendbar og trykkfordelende,  
komfortabel skummadrass



Invacare **Essential Touch** er en vendbar skummadrass som er praktisk, solid og gir god trykkfordeling og liggekomfort.

### Forebygger trykksår

- ▶ Madrassen har en nøkkelhull-formet profilering, der hver utskårede enhet er fleksibel og beveger seg slik at kroppen kan synke ned i materialet, trykket fordeles og optimal liggekomfort oppnås.

### Vanntett trekk

- ▶ Trekket i polyuretan er fireveis strekkbart og bidrar til å redusere friksjon og shearing. Stoffet er dampgjennomtrengelig og vanntett. Trekket har to håndtak på den ene siden som forenkler håndtering. Innsiden av trekket er hvitt, slik at det er enkelt å undersøke trekkets tilstand.



#### Profilering på begge sider

- ▶ Madrassen har utskjæring og kan vendes og brukes på begge sider. Dette bidrar til å øke produktets levetid.



#### Glidelås på tre sider

- ▶ Gjør det enkelt å undersøke madrassen og fjerne trekket for vask.

## Tekniske data ▼

Se [www.invacare.no](http://www.invacare.no) for brukermanual og mer informasjon om produktet.

	Art. nr.	Størrelser	Maks. brukervekt	Vaskbart trekk	Skumtetthet
	Artikkelnr. ▼	Størrelser ▼	Maks. brukervekt ▼	Vaskbart trekk ▼	Skumtetthet (kg/m <sup>3</sup> ) ▼
<b>Essential Touch</b>	1631830	200 x 83 x 15 cm	150 kg	95°	40-42
	1631831	200 x 88 x 15 cm			
	1631884	220 x 83 x 15 cm			
	1631885	220 x 88 x 15 cm			

Sertifisert iht.:  
EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5

1. Merk! En madrass kan ikke alene forhindre eller helbrede trykksår, den skal alltid inngå i en komplett pleieplan.

**Tlf: 22 57 95 00**  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo