

# DOLOMITE | SOPRANO

Prisforhandlet



## Storhjulingen i sortimentet

**DOLOMITE SOPRANO** har høy brukervekt, og er en lett utendørs rullator med store hjul som sikrer gode kjøreegenskaper, også i ulendt terreng. Rullatoren kan enkelt slås sammen og bli stående i sammenslått posisjon.



### Kommer frem de fleste steder

Store, lette og solide hjul gjør *SOPRANO* enkel å kjøre. De gode kjøreegenskapene på ujevne flater, sammen med den robuste rammen som er godkjent for brukere opp til 160 kg, gjør at brukeren kommer enkelt til de fleste steder

### Stående i sammenslått posisjon

*SOPRANO* forblir stående i sammenslått posisjon, noe som gjør rullatoren ideell å parkere selv på steder med begrenset plass. Dette gjør *SOPRANO* plassbesparende også ved oppbevaring hjemme. Rullatoren er enkel å slå sammen og den er dermed praktisk å ta med seg i bil. *SOPRANO* blir levert med kurv og brett som standard.

### Stabilitet

Håndtakene er fremovervendt noe som gjør at brukeren kommer godt frem i rullatoren. Setet er oppførbart og sammen med den

brede rammen gir dette brukeren et stort gangområde. Rullatoren er godt egnet for utendørsbruk.

## Egenskaper og tilbehør



#### Serveringsbrett (standard)

Art. nr 70311  
HMS art. nr 17253



#### Kurv (standard)

Kurv med håndtak. Maks lastevikt 12 kg.  
Art. nr 12541D  
HMS art. nr 157138



#### Krykkehoder

Krykkene er lett tilgjengelig uten å være i veien.  
Art.nr 12606  
HMS art. nr 5542



#### Ryggbøyle

En komfortabel og sikker ryggbøyle å lene seg mot. Monteres på håndtakene og følger dermed høydejusteringene.  
Art.nr 12628  
HMS art. nr 24650

## Egenskaper og tilbehør

**Bag**

Gir mulighet for ekstra oppbevaringsplass når kurven er full. Kan også kombineres med oksygenholder.  
Art.nr 12523  
HMS art. nr 11434

**Tramperør**

"Pedal" som gjør det enklere å komme over fortauskanter og lignende.  
Art.nr 12563  
HMS art. nr 157145

**Hjulskjerm**

Forhindrer at klær setter seg fast og beskytter mot søle.  
Art.nr 12544 (par)  
HMS art. nr 157134 (par)

**Slepebrems**

Forhindrer rullatoren i å trille.  
Art.nr 1452396-L (venstre)  
HMS art. nr 157143  
Art.nr 1452396-R (høyre)  
HMS art. nr 157142

**Oksygenflaskeholder**

Plasseres rullatoren på midten av rullatoren og forblir dermed lett manøvrerbar til tross for vekten. Monteres uten verktøy.  
Art.nr 12682-25  
HMS art. nr 24648

**Bremsekraftforsterker**

Art. nr 12651  
HMS art. nr 24546

**Håndtak multifunksjon**

Tilgjengelig ved bestilling av nytt hovedprodukt.  
Art. nr 12030-44-21

**Infusjonsstativ**

Praktisk infusjonsstativ.  
Art. nr 214754

**Enhåndsbrems**

Gjør det mulig å aktivere bremsene med en hånd.  
Art. nr 12030-44-21L (venstre)  
Art.nr 12030-44-21R (høyre)

**HP-håndtak**

Håndtak spesielt laget for slagpasienter. Kan kun bestilles som komplett produkt.

## Tekniske data



650 mm



760 mm



450 mm



790 - 990 mm



620 mm

**DOLOMITE**  
SOPRANO

450 mm



260 mm



10 kg



160 kg



330 mm

**DOLOMITE**  
SOPRANO

## Rammefarge



RAL 1035

## Hovedprodukt

Invacare art.nr	HMS art.nr	Beskrivelse
12030-44-27	214760	DOLOMITE Soprano

Invacare AS  
Grensvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
Telefaks: +47 22 57 95 01  
E-mail: norway@invacare.com  
www.invacare.no

© 2016 Invacare International  
Sàrl  
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykktidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Soprano - NO - 01/2016



Yes, you can.®