




### **Stabil, sikker og lettkjørt – bygget for aktivitet!**

Invacare **XLT Max** er en aktiv fastramme-rullestol for tyngre brukere, laget for å tåle dagliglivets utfordringer. Stolen er bygget i titan og konstruert for brukervekt opp til 180 kg, med alternative setebredder opp til 60 cm. **XLT Max** har mange tilpasnings- og støttemuligheter, samtidig som den er lettkjørt og gir mulighet for en aktiv livsstil.



**Yes, you can.®**

180 kg



### Egenskaper og valg

### Perfekt passform

**XLT Max** er konstruert for å passe hver enkelt brukers behov. Kombinasjonen mellom en solid, trygg og holdbar ramme og gode støtte- og tilpasningsmuligheter, gjør **XLT Max** til et svært godt alternativ for tynnere brukere som ønsker en aktiv rullestol.

### Stort tilbehørsutvalg – mange muligheter

Invacare **XLT Max** er en aktiv fastramme-rullestol med god rammestivhet som gir utmerkede kjøreegenskaper. Stolens gjennomtenkte konstruksjon og mange muligheter for individuell tilpasning gjør den til et godt og trygt hjelpemiddel til bruk i hverdagen for brukere opp til 180 kg. Som en del av vår store rullestolfamilie, har **XLT Max** tilgang til et bredt tilbehørsprogram for optimal tilpasning.



#### Invacare Flo-tech Contour

Pute spesielt utviklet for tynnere brukere. Puten gir god støtte samtidig som den bidrar til trykkfordeling og forebygger trykksår.



#### Hel fotplate

**XLT Max** har en hel tre-delt fotplate, der midtseksjonen kan fjernes for enklere forflytning. Sidestykkene blir da oppfellbare og brukeren får god plass til å sette føttene på gulvet/bakken.



#### Tippetesikring

Tippetesikringene er høyderegulerbare, og kan brukes som trampeler ved forsering av kanter/hinder.

### Tekniske data



Invacare **XLT Max** 50,5/ 55,5/ 60,5 cm



50 / 55 / 60 cm



44 - 52 cm



40 - 49 cm



38 - 48 cm



0 - 14°



± 10°



Setebredde + 21 cm

27 - 37 cm høyt montert



Invacare **XLT Max** 79 - 110 cm



93 - 108 cm



15.5 kg



180 kg



11.1 kg



Crash-testet ISO 7176-19



Invacare **XLT Max** tilfredsstillter kravene i ISO7176-19. Vær oppmerksom på at særskilte forhold kan gjelde ved bruk av ulikt tilbehør.

For informasjon om bruk av rullestol for transport i bil, eller for annen generell informasjon om denne rullestolen, klikk inn på siden [www.invacare-rea.com](http://www.invacare-rea.com) og se under Rea rullestoler/Teknisk nedlastning

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
Telefaks: +47 22 57 95 01  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2015 Invacare International Såril  
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

XLT Max - EU - 04/2015

### Rammefarger



Blå



Rød



Sort



Grå



Børstet titan



Oransje



Yes, you can.®